



Programme de formation

Batterie NP-MOT module 3 Niveau 1

La batterie NP-MOT permet l'évaluation standardisée de 9 fonctions d'intégration neuro-psychomotrices. (4-12 ans et au-delà sans limite d'âge)

Cette évaluation est la seule permettant l'exploration des fonctions suivantes de façon normée (Z-score et note standard) : tonus musculaire, motricité globale, latéralité (Gestuelle spontanée, usuelle et psychosociale), praxies (uni-manuelle et bi-manuelle, gnosopraxies), gnosies tactiles (digitales), habileté oculo-manuelle, intégration de l'orientation spatiale corporelle, rythmes, attention auditive soutenue et sélective.

Cette batterie est la seule constituant une base d'évaluation des fonctions neuropsychomotrices de bases. Elle est également la seule à proposer une cotation objective et quantifiée du tonus musculaire et le profil global des compétences psychomotrices qui aide le psychomotricien dans sa démarche d'aide au diagnostic et dans la communication auprès des parents ou des professionnels.

Par ailleurs, cette batterie est la seule en France à bien correspondre aux recommandations de l'INSERM (Synthèse et recommandations expertise collective de l'INSERM sur le TDC 2019) car elle est une batterie neurodéveloppementale observant un processus normal de maturation cérébral des fonctions neuromotrices et neurosensorielles ainsi que l'intégration perceptive nécessaires pour un bon niveau d'indépendance neuromusculaire et la coordination motrice.

Il s'agit d'une formation théorique et pratique sur 2 jours.

Pour parfaire la maîtrise de l'outil NP-MOT en formation initiale, le module 3 a été intégré au programme. Durant cette formation, il s'agit de permettre aux stagiaires ayant déjà réalisés les modules 1 et 2 de la formation initiale de pouvoir bénéficier également du module 3.

L'objectif est de réviser l'examen du tonus musculaire et les différents items de la batterie NP-MOT pour automatiser la maîtrise de l'outil dans son entièreté pour évaluer au mieux les fonctions neuro-psychomotrices.

Cette maîtrise de l'outil est la base pour commencer à raisonner sur la sémiologie neuro-psychomotrice qui est propre au psychomotricien D.E..

Durée: 14.00 heures soit 2.00 jours

Profils des stagiaires

- Psychomotriciens D.E. ayant déjà effectué les modules 1 et 2 du niveau 1 de la formation à la batterie NP-MOT

Prérequis

- Diplôme d'Etat de psychomotricien (Fournir une copie du diplôme sauf si vous avez déjà été stagiaire de Formation Psychomot')

Limites d'effectif: minimum: 6 stagiaires maximum: 20 stagiaires

Modalités de la formation:

Présentiel en salle

Objectifs pédagogiques

- Module 3: Révision de l'examen du tonus musculaire et des différents items de la batterie NP-MOT après une mise en pratique professionnelle de 3 à 6 mois afin de maîtriser totalement la pratique de l'outil en vue de parfaire son évaluation neuropsychomotrice.

Formation Psychomot'

15 rue de la Fon de Pessac

33600 PESSAC

Email: formation.psychomot@icloud.com

Tel: +33662013302



Contenu de la formation

- 04 décembre 2026: 1 ère journée du Module 3 en présentiel (Nicolas Renouard)
 - Retour d'expérience des stagiaires
 - Révision des manoeuvre de l'examen du tonus musculaire
 - Révision des épreuves théorico-pratiques du cahier 1 NP-MOT: Latéralité fonctionnelle (gestuelle spontanée, usuelle, psychosociale) Praxies uni-manuelles et bi-manuelles, Gnosopraxies imitation de gestes (EMG), Gnosies tactiles (digitales)
 - Échanges, questions et synthèse de la journée
 - Échanges, questions et synthèse de la journée
- 05 décembre 2026: 2ème journée du Module 3 en présentiel (Nicolas Renouard)
 - Contrôle des manoeuvres de l'examen du tonus musculaire
 - Révision des épreuves théorico-pratiques du cahier 2 NP-MOT: Intégration de l'orientation spatiale corporelle (sur soi, autrui, objets, plan) Rythme (tempo spontané, Adaptation auditivo-kinesthésique et auditivo-perceptivo-moteur) Attention-Auditive (Sélective et soutenue)
 - Échanges, questions et synthèse de la formation
 - Évaluation finale et enquête satisfaction (à chaud)

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Formateur: Nicolas Renouard, psychomotricien D.E. et formateur certifié Batterie NP-MOT niveau 1

Responsable de la formation

RENOUARD Nicolas formation.psychomot@icloud.com +33662013302

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Pratique: examen du tonus (tous les jours) et de chaque épreuves de la batterie NP-MOT et de l'EMG.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles d'émargement par demi-journée (Présentiel)
- Questions écrites (QCM) et évaluation pratique de l'examen du tonus musculaire
- Mises en situation pratique.
- Formulaire d'évaluation de la formation.

Horaires de la formation

- 1er jour: 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 (Présentiel en salle)
- 2ème jour: 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 (Présentiel en salle)

Lieu de la formation:

Présentiel: BOPE 13 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS